



# COMO DETECTAR MICOTOXINAS




## Identificación Incorrecta =

- ✗ Malos lotes son aceptados
- ✗ Buenos lotes son rechazados

**Aprede más en:**  
**PMIL.CAES.UGA.EDU**

## Causas de Error:



## Rutina Recomendada :

- ✓ Determinar el lote a ser analizada
- ✓ Seleccionar muestras de varios lugares al azar a lo largo de todo el lote para obtener una muestra representativa
- ✓ Triturar finamente y mezclar la muestra completa para el análisis
- ✓ Aplicar método de análisis apropiado



College of Agricultural & Environmental Sciences  
UNIVERSITY OF GEORGIA



**FEED THE FUTURE**  
The U.S. Government's Global Hunger & Food Security Initiative